


НАДЕЖНО. БЫСТРО. ЭФФЕКТИВНО.¹⁻³



V-Loc™ - инструмент ушивания раны
Каталог кодов



Инструмент ушивания раны V-Loc™ является революционной технологией надежного сопоставления тканей без завязывания узлов, основанной на использовании насечек. Инструмент ушивания раны V-Loc™ представляет из себя нечто большее, чем просто шовный материал. Настоящий каталог включает все существующие типоразмеры и варианты игл.

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА ▼	Длина, см	Цвет	Шт. в коробке	USP	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
3/8 Круга 16мм  P-11	30	Неокра-шенный	12		VLOCM1413 ❖			
	45	Неокра-шенный	12		VLOCM1423 ❖			
3/8 Круга 19мм  P-12	15	Неокра-шенный	12		VLOCM0003 ❖	VLOCM0004 ❖	VLOCM0005	
	30	Неокра-шенный	12		VLOCM0013 ❖	VLOCM0014 ❖	VLOCM0015	
	45	Неокра-шенный	12		VLOCM0023 ❖	VLOCM0024 ❖	VLOCM0025	
	58	Неокра-шенный	12		VLOCM0033 ❖	VLOCM0034 ❖	VLOCM0035	
3/8 Круга 24мм  P-14	30	Неокра-шенный	12		VLOCM0113 ❖	VLOCM0114 ❖	VLOCM0115	
	45	Неокра-шенный	12		VLOCM0123 ❖	VLOCM0124 ❖	VLOCM0125	
	58	Неокра-шенный	12		VLOCM0133 ❖	VLOCM0134 ❖	VLOCM0135	
3/8 Круга 30мм  P-17	45	Неокра-шенный	12			VLOCM1824		
КОЛЮЩАЯ ИГЛА ☉								
3/8 Круга 17мм  CV-15	15	Фиолетовый	12		VLOCM1203 ❖	VLOCM1204 ❖		

КОЛЮЩАЯ ИГЛА	Длина, см	Цвет	Шт. в коробке	M USP	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 17мм  CV-23	15	Фиолетовый	12			VLOCM0804 ❖		
	15	Неокра- шенный	12			VLOCM1904 ❖		
	23	Фиолетовый	12			VLOCM0844 ❖		
	23	Неокра- шенный	12			VLOCM1944 ❖		
	30	Фиолетовый	12		VLOCM0813 ❖	VLOCM0814 ❖		
	45	Фиолетовый	12			VLOCM0824 ❖		
1/2 Круга 26мм  V-20	15	Фиолетовый	12		VLOCM0603 ❖	VLOCM0604 ❖		
	15	Неокра- шенный	12			VLOCM2004 ❖		
	23	Фиолетовый	12			VLOCM0644 ❖		
	23	Неокра- шенный	12			VLOCM2044 ❖		
	30	Фиолетовый	12			VLOCM0614 ❖		
	45	Фиолетовый	12		VLOCM0623 ❖	VLOCM0624 ❖	VLOCM0625	
1/2 Круга 30мм  V-30	23	Фиолетовый	12			VLOCM1544	VLOCM1545	
1/2 Круга 27мм  GS-22	15	Фиолетовый	12				VLOCM2105	
	15	Неокра- шенный	12				VLOCM2205	
	23	Фиолетовый	12				VLOCM2145	
	23	Неокра- шенный	12				VLOCM2245	
	30	Фиолетовый	12				VLOCM2115	

КОЛЮЩАЯ ИГЛА	Длина, см	Цвет	Шт. в коробке	USP	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 37мм  GS-21	15	Фиолетовый	12				VLOCM0305	
	23	Фиолетовый	12			VLOCM0344	VLOCM0345	
	30	Фиолетовый	12				VLOCM0315	
	45	Фиолетовый	12			VLOCM0324		
	45	Неокра- шенный	12				VLOCM3225	
5/8 Круга 27мм  GU-46	15	Фиолетовый	12			VLOCM1704		
	23	Фиолетовый	12			VLOCM1744		
Лыжеобразная 23мм  SK	23	Фиолетовый	12			VLOCM2744		
РЕЖУЩАЯ ИГЛА								
Прямая 51мм  SC-1	45	Неокра- шенный	12		VLOCM1623	VLOCM1624		
Прямая 60мм  SC-2	45	Неокра- шенный	12		VLOCM0223	VLOCM0224		




V-Loc™ 180

Инструмент ушивания раны - рассасывающаяся нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА ▼	Длина, см	Цвет	Шт. в коробке	USP №	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
3/8 Круга 16мм  P-11	30	Неокрашенный	12		VLOCL1413 ❖			
3/8 Круга 19мм  P-12	15	Неокрашенный	12		VLOCL0003 ❖	VLOCL0004		
	30	Неокрашенный	12		VLOCL0013 ❖	VLOCL0014	VLOCL0015	
	45	Неокрашенный	12		VLOCL0023 ❖	VLOCL0024	VLOCL0025	
	58	Неокрашенный	12		VLOCL0033 ❖			
	60	Неокрашенный	12			VLOCL0034		
3/8 Круга 24мм  P-14	30	Неокрашенный	12			VLOCL0114	VLOCL0115	
	45	Неокрашенный	12		VLOCL0123 ❖	VLOCL0124	VLOCL0125	
	58	Неокрашенный	12		VLOCL0133 ❖			
	60	Неокрашенный	12			VLOCL0134	VLOCL0135	
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА ▼								
1/2 Круга 17мм  GS-11	30	Неокрашенный	12				VLOCL2815	
КОЛЮЩАЯ ИГЛА ⊙								
1/2 Круга 17мм  CV-23	15	Зеленый	12		VLOCL0803 ❖	VLOCL0804		
	23	Зеленый	12			VLOCL0844 ❖		
	30	Зеленый	12		VLOCL0813 ❖	VLOCL0814		
	45	Зеленый	12			VLOCL0824		
1/2 Круга 26мм  V-20	15	Зеленый	12		VLOCL0603 ❖	VLOCL0604 ❖		
	23	Зеленый	12			VLOCL0644 ❖		
	30	Зеленый	12		VLOCL0613 ❖	VLOCL0614 ❖	VLOCL0615	
	45	Зеленый	12			VLOCL0624 ❖	VLOCL0625	
1/2 Круга 30мм  V-30	23	Зеленый	12			VLOCL1544	VLOCL1545	

V-Loc™ 180

Инструмент ушивания раны - рассасывающаяся нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА	Длина, см	Цвет	Шт. в коробке	USP N	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 37мм  GS-21	15	Зеленый	12				VLOCL0305	VLOCL0306
	23	Зеленый	12			VLOCL0344	VLOCL0345	VLOCL0346
	30	Зеленый	12				VLOCL0315	VLOCL0316
	45	Зеленый	12			VLOCL0324	VLOCL0325	VLOCL0326
	60	Зеленый	12				VLOCL0335	VLOCL0336
1/2 Круга 27мм  GS-22	15	Зеленый	12				VLOCL2105	
	23	Зеленый	12				VLOCL2145	
1/2 Круга 48мм  GS-25	30	Зеленый	12					VLOCL0416
	45	Зеленый	12					VLOCL0426
	60	Зеленый	12					VLOCL0436
1/2 Круга 65мм  GS-26	60	Зеленый	12					VLOCL0536
Лыжеобразная 23мм  SK	45	Зеленый	12			VLOCL2744		
РЕЖУЩАЯ ИГЛА								
Прямая 51мм  SC-1	45	Неокра- шенный	12		VLOCL1623			
Прямая 60мм  SC-2	45	Неокра- шенный	12		VLOCL0223	VLOCL0224		

КОЛЮЩАЯ ИГЛА ▼	Длина, см	Цвет	Шт. в коробке	USP N	3-0	2-0	0	1
					2	3	3.5	4
1/2 Круга 17мм  CV-23	30	Синий	12		VLOCN0814 ❖			
1/2 Круга 26мм  V-20	15	Синий	12		VLOCN0604 ❖			
	23	Синий	12		VLOCN0644			
	30	Синий	12		VLOCN0614 ❖	VLOCN0615		
1/2 Круга 27мм  GS-22	45	Синий	12				VLOCN1126	
1/2 Круга 37мм  GS-21	15	Синий	12			VLOCN0306	VLOCN0305	
	45	Синий	12			VLOCN0325	VLOCN0326	VLOCN0327

	V-Loc™ 90	V-Loc™ 180	V-Loc™ PBT
Сохранение прочности	7 дней - 90%; 14 дней - 75%	7 дней - 80%; 14 дней - 75%; 21 дней - 65%	Постоянное
Рассасывание	90-110 дней	180 дней	Постоянное
Область применения	Сопоставление мягких тканей, где возможно рассасывание шовного материала, соответствующее профилю потери прочности	Сопоставление мягких тканей, где возможно рассасывание шовного материала, соответствующее профилю потери прочности	Сопоставление мягких тканей
Цвет	Неокрашенный, фиолетовый	Неокрашенный, зеленый	Синий
Состав	Гликолид, диоксанон и триметилен карбонат	Сополимер гликолиевой кислоты и триметилен карбоната	Полибутэстер
Стерилизация	Этилена оксид	Этилена оксид	Этилена оксид
Показания	V-Loc™ 90 и V-Loc™ 180 с рассасывающимися нитями предназначены для сопоставления мягких тканей, где допустимо использование рассасывающихся шовных материалов.		V-Loc™ PBT с нерассасывающейся нитью предназначен для сопоставления мягких тканей.

medtronic.com/covidien/products/wound-closure/barbed-sutures

1. Alessandri et al. Unidirectional barbed suture versus continuous suture with intracorporeal knots in laparoscopic myomectomy: a randomized study. *J Minim Invasive Gynecol*. 2010 Nov-Dec;17(6):725-9. doi: 10.1016/j.jmig.2010.06.007. Epub 2010 Jul 31.
2. Capla et al. A prospective, randomized study to evaluate dermal closure with an absorbable barbed suture as compared to a conventional absorbable suture: Interim analysis. *J Am Coll Surg* 2011; 213: S39
3. Blacam et al. Early experience with barbed sutures for abdominal closure in deep inferior epigastric perforator flap breast reconstruction. Presented at the New England Society of Plastic and Reconstructive Surgeons Meeting, Brewster, MA June 2011. Published: Eplasty.com, 5. 2012.

ВАЖНО: Пожалуйста ознакомьтесь с инструкциями, показаниями, противопоказаниями, предупреждениями и предостережениями, перечисленными во вкладыше к каждой упаковке.

© 2016 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. 15-emea-v-loc-wound-closure-device-product-catalog-619648

Medtronic



Чтобы связаться с нами, посетите страницу
medtronic.com/covidien/support/emea-customer-service

Просканируйте QR-код

123317 Москва, Пресненская набережная, д. 10 С
Тел: +7 495 580 7377
Факс: +7 495 580 7378