



## Рукоятки Янкауэра - Argyle™

Полный ассортимент аспирационных рукояток Янкауэра



**COVIDIEN**

*positive results for life™*

Созданы соответствовать всем потребностям аспирации

Обеспечивают вам выбор  
аспирационного наконечника для  
решения любых хирургических задач, с  
которыми вы сталкиваетесь.



#### Свойства рукояток Янкауэра Argyle™:

- Стерильные, одноразовые
- Изготовлены из высококачественной пластмассы с литым наконечником, имеющим сглаженные края, чтобы минимизировать травму даже самых нежных тканей
- Возможны с системой Tip-Trol vent, обеспечивающей оптимальный вакуум-контроль одним пальцем
- Изгибаемые рукоятки могут быть адаптированы доктором для самых специфических ран под любым углом, а разнообразие отверстий позволяют аспирировать в поверхностных, глубоких, узких больших, очень больших ранах и ранах с затеками

## Tip-Trol vent для вакуум-контроля

Аспирационные рукоятки Янкауэра - Argyle™ имеют широкий выбор размеров с отверстиями или без для вакуум-контроля одним пальцем для прецизионной и аккуратной аспирации

Жесткие рукоятки  
изготовлены из  
устойчивого к излому  
ПВХ



Selec-Trol -  
безопасная система  
вакуум-контроля с  
помощью кнопки



Широкий выбор  
универсальных  
коннекторов для трубок,  
катетеров и зондов



# Гибкие рукоятки Янкауэра - Argyle™ для педиатрического, стоматологического применения и использования в ЧЛХ

Укороченная длина для прецезионной аспирации

Все изделия не содержат латекс

1.  
1180113001

---

Без боковых отверстий 16Fr 16см без ВК

2.  
1180113050

---

С 4 боковыми отверстиями 16Fr 16см с ВК

3.  
1180113100

---

Без боковых отверстий 16Fr 16см с ВК

ВК = вакуум-контроль

# Argyle™. Гибкая рукоятка Янкауэра.

Прозрачный и гладкий внутренний просвет

Все изделия не содержат латекс

## 4. 8888504001

Тонкий кончик  
12Fr 25см без ВК.  
Аспирация из  
узких ран (ЛОР)



## 5. 8888504019

Тонкий кончик  
12Fr 25см  
с ВК.  
Аспирация из узких ран  
(ЛОР)



## 6. 8888501007

Средний кончик  
18Fr 25см  
без ВК.  
Стандартная аспирация



## 7. 8888501023

Средний кончик  
18Fr 25см  
с ВК.  
Стандартная аспирация



## 8. 8888501015

Средний кончик с  
насадкой 18Fr  
25см без ВК.  
Снижает захват  
тканей



## 9. 8888501031

Средний кончик с  
наконечником  
18 Fr 25см с ВК.  
Снижает захват  
тканей



## 10. 1180501205

Средний кончик  
с Sure-Grip\*  
18Fr 25см  
без ВК.  
\*Свойства Sure-Grip:  
расширенная часть для  
соединения с широкой  
аспирационной трубкой



## 11. 8888502005

Широкий кончик  
22Fr 25см  
без ВК.  
Для аспирации  
больших объемов и  
фрагментов тканей



## 12. 8888502013

Широкий кончик  
с насадкой  
22Fr 25см с ВК.  
Снижает захват  
тканей и аспирирует  
большие объемы  
ВК = вакуум-контроль




## 13. 1180502039

Широкий кончик  
Sure-Grip\*  
22Fr 25см  
без ВК  
\*Свойства Sure-Grip  
расширенная часть с широкой  
аспирационной трубкой



## 14. 1180504018

Плоский кончик  
22Fr 25см  
без ВК  
Аспирация с  
небольшим захватом ткани



## 15. 1180503003

Расширенный кончик  
30Fr 25см  
без ВК.  
Аспирация больших  
объемов с большими  
фрагментами тканей  
(ортопедия)



# Argyle™ - гибкие рукоятки с некодуктивными аспирационными трубками

Рукоятки Янкауэра с уже присоединенной аспирационной трубкой

Все изделия не содержат латекс

16.	<b>1180504613</b>	Тонкий кончик 12Fg без ВК 5мм с трубкой 2.2м**
17.	<b>1180504639</b>	Тонкий кончик 12Fg без ВК 5мм с трубкой 3.0м**
18.	<b>1180504621</b>	Тонкий кончик 12Fg без ВК 5мм с трубкой 4.0м**
19.	<b>1180501619</b>	Средний кончик 18Fg без ВК 7мм с трубкой 2.2м**
20.	<b>1180501635</b>	Средний кончик 18Fg без ВК 7мм с трубкой 3.0м**
21.	<b>1180501700</b>	Средний кончик 18Fg с ВК 7мм с трубкой 3.0м**
22.	<b>1180502617</b>	Широкий кончик 22Fg без ВК 7мм с трубкой 2.2м**
23.	<b>1180502625</b>	Широкий кончик 22Fg без ВК 7мм с трубкой 3.0м**
24.	<b>1180502618</b>	Плоский кончик 22Fg без ВК 7мм с трубкой 2.2м**
25.	<b>1180502658</b>	Плоский кончик 22Fg без ВК 7мм с трубкой 3.0м**
26.	<b>8888501502</b>	Средний кончик 18Fg без ВК 5мм с трубкой 1.8м**
27.	<b>8888501528</b>	Средний кончик 18Fg с ВК с насадкой 5мм с трубкой 1.8м**
28.	<b>8888502518</b>	Широкий кончик с насадкой 22Fg с ВК 5мм с трубкой 1.8м**



ВК = вакуум-контроль \*\*Относится лишь к длине трубки

# Argyle™ - жесткие рукоятки Янкауэра

## Устойчивый к излому ПВХ

- Стерильные, одноразовые
- Могут использоваться для ретракции и/или диссекции тканей
- Выпускаются с широким отверстием или с пузырьковым
- Выпускаются с/без технологией Tip-Trol для оптимального контроля вакуума
- Эргономичная, нескользкая рукоятка для облегчения манипуляций. Особый "тонкий" дизайн обеспечивает удобное использование даже во время длительных операций.
- Проксимальный конец "елочкой" для соединения с трубкой любого диаметра

Все изделия не содержат латекс



# Рукоятка Янкауэра Argyle™ Selec-Trol™

Полный контроль включения/выключения вакуум-контроля

Все изделия не содержат латекс

**33.**

**1180505172**

Широкий кончик 24Fr  
27см с переключателем  
контроля вакуума

Увеличенный наконечник

**34.**

**1180505164**

Пузырьковый кончик 32Fr  
27см с переключателем  
контроля вакуума

Увеличенный наконечник

- Стерильные, одноразовые
- В ассортименте рукоятки с большими, пузырьковым и вакуумным отверстиями
- Рукоятки и с открытым и с пузырьковым кончиками изготовлены из прозрачного высококачественного ПВХ с боковыми отверстиями и скругленными краями для контролируемой атравматичной аспирации даже в окружении деликатных тканей
- Патентованный переключатель позволяет контролировать уровень аспирации одним пальцем и снизить уровень шума в операции
- Эргономичная, нескользкая рукоятка улучшает манипуляционные свойства. Ребристая поверхность обеспечивает комфорт даже во время длительных операций
- Проксимальный конец "елочкой" для соединения с трубкой любого диаметра

ВК= вакуум-контроль



Полный контроль вакуума, кнопкой

# Argyle™ - инструменты для аспирации больших объемов

Для аспирации в глубине живота. Для аспирации больших объемов.

Все изделия не содержат латекс



## 35. 8888508002

Гибкая рукоятка 34Fr 27см

Увеличенный наконечник



Возможен вариант с  
присоединенной 5мм трубкой

## 36. 1180508515

Гибкая рукоятка 34Fr 2.2м\*\*



## 37. 8888509703

Жесткая рукоятка 14-28Fr 25см

Увеличенный наконечник

Рёбристый дистальный конец позволяет подключать трубки от 14 до 28Fr в диаметре. Конструкция из двух частей позволяет аспирировать и большие объемы и проводить направленную аспирацию.



Возможен вариант с  
присоединенной 5мм трубкой

## 38. 8888509729

Жесткая рукоятка 14-28Fr 1.8м\*\*

ВК=вакуум-контроль

\*\* Относится только к длине трубки

# Argyle™. Коннекторы и адаптеры

Возможны в стерильном и нестерильном исполнении

Все изделия не содержат латекс

## Стерильные

39.  
8888270207



Виниловые для стерильных трубок типа SIMS  
Подходят к трубкам диаметром 5-11мм

40.  
8888271007



Виниловые для стерильных трубок типа 5-в-1  
Подходят к трубкам диаметром 5-11мм

41.  
8888271411



Стерильный полипропилен  
Тип 5-в-1  
Подходит к трубкам диаметром 8-14мм

42.  
8888271502



Стерильный нейлон  
Тип 5-в-1  
Подходит к трубкам диаметром 8-14мм

43.  
8888272013



Стерильный полипропилен  
Увеличенный У-образный  
Подходит к трубкам диаметром 6-13мм

## Нестерильные

44.  
8888270306

Виниловый для нестерильных трубок SIMS  
Для трубок диаметром 5-11 мм

45.  
8888271106

Виниловый для нестерильных трубок 5-в-1  
Для трубок диаметром 5-11мм

46.  
8888271403

Нестерильный полипропилен, тип 5-в-1  
Для трубок диаметром 8-14мм

47.  
8888271510

Нестерильный нейлон, тип 5-в-1  
Для трубок диаметром 8-14мм

48.  
8888272005

Нестерильный полипропилен  
Увеличенный У-образный  
Для трубок диаметром 6-13мм

## Информация для заказа

Argyle™. Гибкие рукоятки Янкауэра для педиатрии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Код	Описание	ВК	Размер	Длина	Кол-во в уп
1. 1180113001	Без боковых отверстий	⊗	16Fr	16см	100
2. 1180113050	4 боковых отверстий	⊙	16Fr	16см	100
3. 1180113100	Без боковых отверстий	⊙	16Fr	16см	100

Argyle™. Гибкие рукоятки Янкауэра

Код	Описание	ВК	Размер	Длина	Кол-во в уп
4. 8888504001	Тонкий кончик	⊗	12Fr	25см	50
5. 8888504019	Тонкий кончик	⊙	12Fr	25см	50
6. 8888501007	Средний кончик	⊗	18Fr	25см	50
7. 8888501023	Средний кончик	⊙	18Fr	25см	50
8. 8888501015	Средний с наконечником	⊗	18Fr	25см	50
9. 8888501031	Средний с наконечником	⊙	18Fr	25см	50
10. 1180501205	Средний с Sure-Grip*	⊗	18Fr	25см	50
11. 8888502005	Широкий кончик	⊗	22Fr	25см	50
12. 8888502013	Широкий с наконечником	⊙	22Fr	25см	50
13. 1180502039	Широкий с Sure-Grip*	⊗	22Fr	25см	50
14. 1180504018	Плоский кончик	⊗	22Fr	25см	50
15. 1180503003	Увеличенный кончик	⊗	30Fr	25см	50

Argyle™. Гибкие рукоятки Янкауэра с некондуктивными трубками

Код	Описание	ВК	Размер	Длина	Кол-во в уп
16. 1180504613	Тонкий с 5мм трубкой	⊗	12Fr	2.2м**	25
17. 1180504639	Тонкий с 5мм трубкой	⊗	12Fr	3.0м**	25
18. 1180504621	Тонкий с 5 мм трубкой	⊗	12Fr	4.0м**	25
19. 1180501619	Средний с 7мм трубкой	⊗	18Fr	2.2м**	25
20. 1180501635	Средний с 7мм трубкой	⊗	18Fr	3.0м**	25
21. 1180501700	Средний с 7мм трубкой	⊙	18Fr	3.0м**	25
22. 1180502617	Широкий с 7мм трубкой	⊗	22Fr	2.2м**	25
23. 1180502625	Широкий с 7мм трубкой	⊗	22Fr	3.0м**	25
24. 1180502618	Плоский с 7мм трубкой	⊗	22Fr	2.2м**	25
25. 1180502658	Плоский с 7мм трубкой	⊗	22Fr	3.0м**	25
26. 8888501502	Средний с 5мм трубкой	⊗	18Fr	1.8м**	50
27. 8888501528	Средний с насадкой и 5мм трубкой	⊙	18Fr	1.8м**	50
28. 8888502518	Широкий с насадкой и 5мм трубкой	⊙	22Fr	1.8м**	50

Argyle™. Жесткие рукоятки Янкауэра

Код	Описание	ВК	Размер	Длина	Кол-во в уп
29. 8888505115	Широкий кончик	⊗	22Fr	25см	50
30. 8888505123	Широкий кончик	⊙	22Fr	25см	50
31. 8888505016	Пузырьковый кончик	⊗	34Fr	26см	50
32. 8888505024	Пузырьковый кончик	⊙	34Fr	26см	50

Рукоятка Янкауэра Argyle™ Selec-Trol™

Код	Описание	Selec-Trol	Размер	Длина	Кол-во в уп
33. 1180505172	Широкий кончик	перключатель	24Fr	27см	20
34. 1180505164	Пузырьковый кончик	перключатель	32Fr	27см	20

Argyle™. Инструменты для аспирации больших объемов

Код	Описание	Размер	Длина	Кол-во в уп
35. 8888508002	Гибкий	34Fr	27см	50
36. 1180508515	Гибкий с 5мм трубкой	34Fr	2.2м**	25
37. 8888509703	Жесткий	14-28Fr	25см	50
38. 8888509729	Жесткий с 5мм трубкой	14-28Fr	1.8м**	50

Argyle™. Коннекторы и адаптеры

Код	Описание	Для трубок диаметром	Кол-во в уп
<b>Стерильные</b>			
39. 8888270207	Виниловый для трубок SIMS	5-11мм	100
40. 8888271007	Виниловый для трубок 5-в-1	5-11мм	100
41. 8888271411	Стерильный полипропилен 5-в-1	8-14мм	100
42. 8888271502	Стерильный нейлон 5-в-1	8-14мм	100
43. 8888272013	Полипропиленовый U-образный	6-13мм	100
<b>Нестерильные</b>			
44. 8888270306	Виниловый для трубок SIMS	5-11мм	100
45. 8888271106	Виниловый для трубок 5-в-1	5-11мм	100
46. 8888271403	Нестерильный полипропилен 5-в-1	8-14мм	100
47. 8888271510	Нестерильный нейлон 5-в-1	8-14мм	100
48. 8888272005	Полипропиленовый U-образный	6-13мм	50

⊙ С вакуум-контролем

⊗ Без вакуум-контроля

\*\*Относится только к длине трубки

Диаметр трубки - внутренний диаметр

\*Свойства Sure-Grip позволяют улучшить соединение рукоятки с трубкой.



COVIDIEN, COVIDIEN with logo, Covidien logo, *positive results for life* are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG. Other brands are trademarks of a Covidien company. © 2012 Covidien.

MS\_OR\_2012\_EP13\_0308

Официальный представитель  
Корпорации «Ковидиен» в России  
ООО «Ковидиен Евразия»

105120 Москва,  
2-й Сыромятнический пер., д. 1

Тел.: (495) 933-6469  
Факс: (495) 933-6468

RUS@COVIDIEN.COM  
WWW.COVIDIEN.COM