





<b>Описание материала:</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV производится из полигликоната, сополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната.
<b>Характеристика материала:</b>	Усовершенствованный процесс экструзии молекул полигликоната обеспечивает шовный материал следующими уникальными свойствами: <ul style="list-style-type: none"><li>- превосходное сохранение натяжения in vivo</li><li>- превосходное удержание узла</li><li>- уникальные манипуляционные свойства</li><li>- минимальная память шовного материала</li></ul>
<b>Показания:</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Maxon™ происходит путем гидролиза.
<b>Прочность:</b>	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Maxon™ определили, что примерно 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, 65% прочности – в течение 3 недель и 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель после имплантации шовного материала.
<b>Рассасывание:</b>	Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы и заканчивается к 180 дню.
<b>Стерилизация:</b>	Этилен оксид.
<b>Упаковка:</b>	Стерильный шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке с иглами и без игл. Шовный материал Maxon™ CV выпускается окрашенным в зеленый D&C цвет № 6. Шовный материал Maxon™ производится также в неокрашенном виде.



Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	886611831	
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	8886660821	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	8886660831	
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	8886661231	
	4-0	1.5	75	Зеленый	36	8886663931	
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	8886660841	
	3-0	2	75	Зеленый	36	8886663941	
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	8886661831	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	8886661841	
	3-0	2	75	Зеленый	36	8886664141	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	8886661851	
	2-0	3	75	Зеленый	36	8886664151	
3/8 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	8886662641	
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	8886674441	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	8886674451	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Зеленый	36	8886675551	
	0	3.5	75	Зеленый	36	8886675561	
	1	4	75	Зеленый	36	8886675571	
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	90	Зеленый	36	8886676971	
ПРЯМАЯ 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	8886690831	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	8886690841	

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 ПРЯМАЯ 250 мм 	2-0	3	75	Зеленый	12	8886639053	

Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	8886653211
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	8886653221
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5516
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5526
	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	8886653421
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5536
3/8 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5221
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5431
3/8 КРУГА 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5043
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5044
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	8886663241
3/8 КРУГА 24 мм 	2-0	3	45	Неокрашенный	36	8886662451	






Шпатель / Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 8 мм Кривизна 130° Длина иглы 6.49 мм Радиус 3.56 мм 	7-0	0.5	45	Зеленый	36	8886662801	

**Maxon™** Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, полигликонат


Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 9 мм 	7-0	0.5	45	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886614501
	7-0	0.5	60	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886613901
	7-0	0.5	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612701
	6-0	0.7	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612711
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Зеленый	36		8886611511
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886614811
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Зеленый	36		8886612111
	6-0	0.7	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612411
	5-0	1	60	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886614721
	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612421
3/8 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	75	Зеленый	36		8886605731
3/8 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886646221
	4-0	1.5	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886646231
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886621311
	5-0	1	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886621321
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	60	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886613111
	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612221
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886620721
	4-0	1.5	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886620731
	3-0	2	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886620741
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886614921
	4-0	1.5	90	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886613431


Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 20 мм	5-0	1	75	Зеленый	36		8886621721
	4-0	1.5	5x45	Зеленый	12	D-TACH™	8886621933
	4-0	1.5	75	Зеленый	36		8886621731
	3-0	2	75	Зеленый	36		8886621741
1/2 КРУГА 20 мм	4-0	1.5	90	Зеленый	36		8886622131
	3-0	2	90	Зеленый	36		8886603641
1/2 КРУГА 26 мм	4-0	1.5	5x45	Зеленый	12	D-TACH™	8886622933
	4-0	1.5	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886623331
	4-0	1.5	5x75	Зеленый	12	D-TACH™	8886603433
	3-0	2	5x45	Зеленый	12	D-TACH™	8886622943
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		8886623241
	3-0	2	75	Зеленый	36		8886623341
	3-0	2	5x75	Зеленый	12	D-TACH™	8886603443
	2-0	3	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886623351
1/2 КРУГА 26 мм	4-0	1.5	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886623131
	4-0	1.5	90	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886623531
	3-0	2	90	Зеленый	36	SURGALLOY™	8886623541
1/2 КРУГА 27 мм	2-0	3	75	Зеленый	36		8886624551
	0	3.5	75	Зеленый	36		8886624561
	1	4	75	Зеленый	36		8886624571
1/2 КРУГА 27 мм Н	0	3.5	75	Зеленый	36		8886624961
1/2 КРУГА 30 мм	3-0	2	75	Зеленый	36		8886626141
	2-0	3	75	Зеленый	36		8886626151
	0	3.5	75	Зеленый	36		8886626161
1/2 КРУГА 37 мм	3-0	2	75	Зеленый	36		8886625741
	2-0	3	75	Зеленый	36		8886625751
	0	3.5	75	Зеленый	36		8886625761
1/2 КРУГА 37 мм Н	1	4	90	Зеленый	36		8886633971

**Maxon™** Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, полигликонат


Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Зеленый	36	8886626751
	0	3.5	90	Зеленый	36	8886626961
	1	4	75	Зеленый	36	8886626771
	1	4	90	Зеленый	36	8886626971
1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	90	Зеленый	36	8886628751
	0	3.5	75	Зеленый	36	8886628561
	0	3.5	90	Зеленый	36	8886628761
	1	4	75	Зеленый	36	8886628571
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 40 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см GMM563L
	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см GMM573L
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	90	Зеленый	36	8886630761
	1	4	90	Зеленый	36	8886630771
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см GMM634L
	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см GMM632L
1/2 КРУГА 65 мм 	1	4	2x75	Зеленый	24	8886631572
	1	4	150	Зеленый	24	8886631972
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см GMM341L
	0	3.5	240	Зеленый	12	Нить 240 см, петля 120 см GMM343L
	1	4	240	Зеленый	12	Нить 240 см, петля 120 см GMM344L
ПРЯМАЯ 60 мм 	3-0	2	75	Зеленый	36	8886623741


**Maxon™** Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, полигликонат

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
5/8 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Зеленый	36	8886640351	
5/8 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Зеленый	36	8886640451	
5/8 КРУГА 27 мм Н 	0	3.5	45	Зеленый	36	8886645561	
	0	3.5	75	Зеленый	36	8886645661	
	1	4	75	Зеленый	36	8886641971	

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	90	Зеленый	36	8886627761	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 40 мм 	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-873-L
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	90	Зеленый	36	8886629571	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-806-L
	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-807-L

Maxon™ Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, полигликонат

Тупоконечная колющая / Blunt Taper							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
 <p>1/2 КРУГА 48 мм</p> <p>ВТР-X</p>	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMMT-89-L
	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMMT-90-L

Многоцелевая / Multipurpose							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
 <p>5/8 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм</p> <p>5.65</p>	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-496-L
	1	4	180	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-497-L