





Flexon™ Проводник для временного водителя сердечного ритма

Описание материала:	Проводник для временного водителя сердечного ритма – материал Flexon™ представляет собой крученную проволоку из нержавеющей стали с покрытием из оранжевого или белого PTFE (политетрафлуорэтилен) или прозрачного FEP (политетрафлуорэтилен-когексафлуоропропилен).
Характеристика материала:	Материал Flexon™ обладает большой эластичностью и уникальными манипуляционными свойствами, не намагничивается и электропассивен в тканях.
Показания:	Материал Flexon™ предназначен для использования в качестве временного проводника в предсердии и желудочковой зоне до и после операции на сердце.
Действие:	Материал Flexon™ вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается.
Прочность:	Постоянная.
Упаковка:	Проводник временного водителя ритма Flexon™ поставляется покрытым оранжевым или белым PTFE или прозрачным FEP в размерах от 3-0 (метрический размер 2) до 0 (метрический размер 3.5). Временный проводник сердечного ритма Flexon™ поставляется стерильным с различными видами игл, включая так называемые «отламывающиеся» иглы BREAKAWAY™. Формируется в коробках по 12 и 36 шт.


Flexon™

Проводник для временного водителя сердечного ритма

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 17 мм  CV-23 SC-2 ПРЯМАЯ 60 мм	3-0	2	60		12	Покрытие FEP	8886259243
1/2 КРУГА 17 мм  CV-23 SC-6 ПРЯМАЯ 88 мм	3-0	2	60		12	BREAK-AWAY™ Покрытие FEP	8886258643
1/2 КРУГА 20 мм  CV-24 SC-2 ПРЯМАЯ 60 мм	0	3.5	60		12	Покрытие FEP	8886259363
1/2 КРУГА 26 мм  V-20 SC-2 ПРЯМАЯ 60 мм	0	3.5	60		12	Покрытие FEP	8886259763
1/2 КРУГА 26 мм  V-20 SC-6 ПРЯМАЯ 88 мм	2-0	3	60	Оранжевый	12	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	8886261753
	2-0	3	60	Белый	12	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	8886261553
	2-0	3	2x60	Оранжевый /белый	12	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	8886262353
	0	3.5	60		12	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	8886258963

Flexon™

Проводник для временного водителя сердечного ритма

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА 17 мм CV-23 ПРЯМАЯ 44 мм SC 		3-0	2	60		12	Покрытие FEP 8886259143