




Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена




Описание материала:	Инертный нерассасывающийся шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ (бесцветный или окрашенный) изготовлен из изотактического кристаллизованного стереоизомера полипропилена и содержит полиэтилен. Шовный материал окрашен в синий цвет для лучшей визуализации.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул полипропилена обеспечивает шовный материал следующими уникальными свойствами: <ul style="list-style-type: none">- постоянный диаметр нити- максимальная эластичность- превосходная безопасность аккуратного и ровного узла- минимальная память- постоянная прочность узла
Показания:	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ предназначен для сопоставления тканей и /или лигирования, применяется в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии, общей и торакальной хирургии, пластической хирургии.
Действие:	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ не рассасывается и не имеет значительного изменения прочности in vivo.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II производится как в неокрашенном виде, так и окрашенным фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 8-0 (метрический размер 0.4) до 3-0 (метрический размер 2) Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ также производится как в неокрашенном виде, так и окрашенным фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 10-0 (метрический размер 0.2) и от 8-0 (метрический размер 4.0) до 2 (метрический размер 5). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II возможен с PTFE - политетрафлуорэтиленовыми - прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ также возможен в следующих вариантах поставки: <ol style="list-style-type: none">1. С PTFE - политетрафторэтиленовыми - прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта.2. С бусинами и стропами для фиксации кончика нити при внутрикожном шве или для использования как подтягивающие нити.

Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	SP-660	
	6-0	0.7	45	Синий	12	SP-660-G	
	5-0	1	45	Синий	12	SP-559-G	
	4-0	1.5	75	Синий	36	SP-631	
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Синий	36	SP-661	
	5-0	1	45	Синий	12	SP-661-G	
	4-0	1.5	45	Синий	36	SP-683	
	4-0	1.5	45	Синий	12	SP-683-G	
	3-0	2	45	Синий	36	SP-665	
3-0	2	45	Синий	12	SP-665-G		
	4-0	1.5	45	Синий	36	SP-629	
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	45	Синий	36	SP-684	
	3-0	2	45	Синий	12	SP-684-G	
	2-0	3	45	Синий	36	SP-868	
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Синий	36	SP-685	
	4-0	1.5	75	Синий	36	SP-670	
3/8 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Синий	36	SP-675	
	3-0	2	75	Синий	36	SP-649	
3/8 КРУГА 39 мм 	2-0	3	75	Синий	36	SP-689	
	0	3.5	75	Синий	36	SP-690	
	2	5	75	Синий	24	CP-460	
3/8 КРУГА 77 мм 							
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Синий	36	CP-443	

Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
ПРЯМАЯ 60 мм  SC-2 SC-2 SC-2 БУСИНЫ СО СТОПОРАМИ Прямая 60 мм	3-0	2	75	Синий	36		SP-622
	3-0	2	75	Синий	24	Стопорные бусины	SP-622-BC
	2-0	3	75	Синий	36		SP-623
	2-0	3	75	Синий	24	Стопорные бусины	SP-623-BC




Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 11 мм  P-10	7-0	0.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-1696
	7-0	0.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-1696-G
	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-1697
	6-0	0.7	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-5697-G
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SP-1606
3/8 КРУГА 13 мм  P-13	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-5695
	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-5698
	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-5699
	6-0	0.7	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-5680-G
3/8 КРУГА 16 мм  P-11	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-5681
	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-5681-G
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-5692-G
	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-1693-G
3/8 КРУГА 19 мм  P-12	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-5686
	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-5682
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-5682-G
	3-0	2	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-5687
	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-5687-G
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-1664-G
3/8 КРУГА 24 мм  P-14	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SP-1664-G
	3-0	2	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-5663
3/8 КРУГА 16 мм  PC-11	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-1635
	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-1634
3/8 КРУГА 19 мм  PC-12	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	SP-1644

Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 6 мм Кривизна 158° Длина иглы 3.90 мм Радиус 2.00 мм Микрон 150	10-0	0.2	30	Синий	12	SURGALLOY™	P-2756-K

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 9 мм	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-72-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-702-X
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-72-MX
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-702-MX
	7-0	0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-713-X
	7-0	0.5	5x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-713-MX
	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-746-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-73-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-703-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-709-X
	6-0	0.7	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-365-X
	3/8 КРУГА 9 мм	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™
7-0		0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-713-X
6-0		0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-703-X
6-0		0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-709-X
3/8 КРУГА 11 мм	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-74-X
	6-0	0.7	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-764-MX
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-776-X
3/8 КРУГА 11 мм	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-776-X
3/8 КРУГА 13 мм	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-889-X
	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-890-X
3/8 КРУГА 13 мм	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-726-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-706-X
	5-0	1	5x90	Синий	12	SURGALLOY™	VP-120-MX





Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 13 мм 	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-727-X
	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-78-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-726-X
	6-0	0.7	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-726-MX
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-76-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-706-X
	6-0	0.7	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-363-X
	5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-75-X
	5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-725-X
	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-705-X
	5-0	1	5x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-705-MX
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-70-X
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-720-X
	3/8 КРУГА 13 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™
3/8 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-881-X
3/8 КРУГА 17 мм 	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-580-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-581-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие	VP-582-X
	4-0	1.5	120	Синий	36	SURGALLOY™	VP-583-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-585-X
3/8 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-841-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-851-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-532-X
	2-0	3	90	Синий	36		VP-533
1/2 КРУГА 10 мм 	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-754-X
	5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-755-X






Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-714-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-711-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-733-X
	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-715-X
	5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-205-X
	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-710-X
	4-0	1.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-204-X
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-733-X
	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-710-X
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-711-X
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-870-X
	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-871-X
	3-0	2	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-872-X
1/2 КРУГА 17 мм 	6-0	0.7	90	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-552-X
	6-0	0.7	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-555-X
	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-756-X
	5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-566-X
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-660-X
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-556-X
	5-0	1	5x90	Синий	12	SURGALLOY™	VP-556-MX
	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-757-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-557-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-558-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-557-X
1/2 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-557-X
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36		VP-331-X
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-771-X

Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-761-X
	3-0	2	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-760-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-762-X
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-831-X
	3-0	2	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-832-X
	2-0	3	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-833
	0	3.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-834
1/2 КРУГА 26 мм 	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-510-X
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-520-X
	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-511-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-521-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие	VP-421-X
	4-0	1.5	120	Синий	36	SURGALLOY™	VP-541-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-522-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие	VP-422-X
	3-0	2	120	Синий	36	SURGALLOY™	VP-542-X
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-523
	2-0	3	120	Синий	36	SURGALLOY™	VP-543
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	120	Синий	36	SURGALLOY™	VP-151
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-521-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-522-X
	2-0	3	120	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-543
1/2 КРУГА 27 мм 	2-0	3	5x45	Синий	12	D-TACH™	CP-16-M
	2-0	3	75	Синий	36		CP-411
	0	3.5	75	Синий	36		CP-412
1/2 КРУГА 27 мм Н 	0	3.5	75	Синий	36		CP-414
	1	4	90	Синий	36		CP-415

Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена


Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 30 мм 	2-0	3	75	Синий	36	VP-945	
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	90	Синий	36	VP-842-X	
	2-0	3	90	Синий	36	VP-843	
	2-0	3	120	Синий	36	VP-853	
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Синий	36	CP-422	
	2-0	3	75	Синий	36	CP-423	
	0	3.5	75	Синий	36	CP-424	
	1	4	75	Синий	36	CP-425	
1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	75	Синий	36	CP-433	
	0	3.5	75	Синий	36	CP-434	
	1	4	75	Синий	36	CP-435	
	1	4	100	Синий	36	CP-535	
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	75	Синий	36	CP-454	
	1	4	75	Синий	36	CP-455	
1/2 КРУГА 65 мм 	0	3.5	150	Синий	24	CP-823	
	1	4	150	Синий	24	CP-824	
	2	5	150	Синий	24	CP-825	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	1	4	120	Синий	24	Нить 120 см, петля 60 см	CP-824-L
	1	4	240	Синий	24	Нить 240 см, петля 120 см	CP-834-L
ПРЯМАЯ 51 мм 	2-0	3	90	Синий	36	GP-282	

Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Колюще-режущая / Tapercutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Сургаллой	Код для заказа	
3/8 КРУГА 9 мм	 KV-1	7-0	0.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-721-X
		7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-704-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-712-X
3/8 КРУГА 9 мм	 KV-F-1	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY	VPF-704-X
		6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-807-X
3/8 КРУГА 13 мм	 KV-11	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-707-X
		6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-728-X
		5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-751-X
		5-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-708-X
3/8 КРУГА 17 мм	 KV-15	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-941-X
3/8 КРУГА 17 мм	 KV-15	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-914-X
		5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-924-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-925-X
		3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-926-X
3/8 КРУГА 26 мм	 KV-26	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-956
1/2 КРУГА 17 мм	 KV-5	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-934-X
		4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-935-X
		3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-936-X
1/2 КРУГА 26 мм	 KV-7	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-975-X
		3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-976-X
		2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-977
		0	3.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-978
1/2 КРУГА 30 мм	 KV-8	3-0	2	90	Синий	36		VP-417-X

Surgipro™ II / Surgipro™ Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	75	Синий	36	CP-844	

Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 6 мм Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм 	8-0	0.4	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-900-X
	8-0	0.4	2x45	Синий	12	SURGALLOY™	VP-900-MX
	8-0	0.4	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-902-X
	8-0	0.4	2x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-902-MX
	8-0	0.4	75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-973-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-904-X
	7-0	0.5	2x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-904-MX
	3/8 КРУГА 8 мм Кривизна 140° Длина иглы 6.13 мм Радиус 3.19 мм 	8-0	0.4	45	Синий	36	SURGALLOY™
8-0		0.4	2x45	Синий	12	SURGALLOY™	VP-744-MX
8-0		0.4	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-745-X
7-0		0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-735-X
7-0		0.5	2x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-737-MX
7-0		0.5	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-735-MX
7-0		0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-747-X
7-0		0.5	2x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-747-MX
3/8 КРУГА 8 мм Кривизна 140° Длина иглы 6.01 мм Радиус 3.20 мм 	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-735-X
3/8 КРУГА 8 мм Кривизна 135° Длина иглы 6.28 мм Радиус 3.48 мм 	8-0	0.4	60	Синий	36	CARDIPOINT™	VP-738-X
	8-0	0.4	2x60	Синий	12	CARDIPOINT™	VP-738-MX
	7-0	0.5	60	Синий	36	CARDIPOINT™	VP-630-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	CARDIPOINT™	VP-631-X
3/8 КРУГА 10 мм Кривизна 140° Длина иглы 7.69 мм 	7-0	0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-875-X