

ENDO-SCRUB® 2

Система очистки линз



Чистое преимущество

Гибкая система очистки оптик

Новая, гибкая Endo-Scrub® 2 System автоматически подает раствор для очистки линз и управляется педалью.

SmartCycle® software создает максимально чистую картинку

Шесть вариантов настройки позволяет вам использовать серийную оптику любого производителя. Программный контроль капель и пузырьков воздуха на поверхности линзы автоматически удаляет воздух и жидкость.

Легкое подключение разных оптик

Трубки с раствором быстро подключается, а EZ-TWIST разъем делает эту процедуру совсем простой. Endo-Scrub 2 подключается к XPS® 3000 консоли; нет необходимости в батарейках или дополнительных кабелях.



Medtronic ENT
Medtronic USA, Inc.
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, FL 32216
USA
www.MedtronicENT.com
Toll free: 800-874-5797
Phone: 904-296-9600
FAX: 800-678-3995

International Telephone Numbers

Australia: 1-800-668-670	Korea: 82-2-3404-3600
Belgium: 32-2456-09-09	Lebanon: 961-1-370-670
Canada: 1-800-217-1617	Luxembourg: 32-2456-09-09
China: 86-21-50800998	Netherlands: 31-45-566-8371
France: 33-470-679-800	Poland: 48-22-465-6942
Germany: 49-211-5293-209	Singapore: 65-6776-6255
Hong Kong: 852-2919-1312	Spain: 34-91-625-05-40
India: 91-22-26836733	UK: 44-1923-205-166
Italy: 39-02-24137-324	USA: 1-904-296-9600
Japan: 81-6-4795-1506	

This literature is intended for the exclusive use of physicians. Rx only.
© 2007, Medtronic, Inc. *Registered mark of Medtronic, Inc.
Smith Nephew is a registered mark of Smith & Nephew PLC Corporation.
Karl Storz is a registered mark of Karl Storz GmbH & Co.
LinvaTec is a registered mark of LinvaTec Corporation.
Olympus is a registered mark of Olympus America, Inc.
891167 07.07 2007 143 Rev 2

Рекомендованные наборы

Endo-Scrub 2 Системные компоненты

		Qty
19-91005	Помпа Endo-Scrub 2 Pump	1
19-91005TD	Модификация Endo-Scrub 1 до EndoScrub 2	1
18-52000	Педаль Endo-Scrub 2	1
19-91015	Пульт управления Endo-Scrub 2	1

Endo-Scrub 2 Силовые кабели

19-10019	Endo-Scrub 2 to XPS 3000 Console and Irrigator Y Cable	1
18-95505	Кабель подключения Endo-Scrub 2 к XPS 3000	1
19-91021	Силовой кабель North America 110 VAC	1
19-91022	Силовой кабель UK 240 VAC	1
19-91023	Силовой кабель Continental Europe 230 VAC	1
19-91024	Силовой кабель 115/230 VAC	1

Endo-Scrub 2 Насадки

Endo-Scrub 2 насадка, 2.7 mm

		Qty
19-12023	2.7 mm, 0° для Medtronic ENT SharpSite Ac	5
19-12024	2.7 mm, 0° для Smith-Nephew® ENT	5
19-12027	2.7 mm, 30° для Medtronic ENT SharpSite Ac	5
19-12028	2.7 mm, 30° для Smith-Nephew ENT	5

Endo-Scrub 2 насадка, 4 mm

19-12000	4 mm, 0° Для Karl Storz®, Linvatec® Medtronic ENT SharpSite Ac	
19-12002	4 mm, 0° Для Storz, Medtronic ENT SharpSite Ac	5
19-12004	4 mm, 0° Для Smith-Nephew ENT	5
19-12008	4 mm, 0° Для Richard Wolf (8880.431)	5
19-12032	4 mm, 0° Для Olympus* (A7594A)	5
19-12033	4 mm, 0° Для Olympus (ref# A70940A)	5
19-12018	4 mm, 25° Для Richard Wolf (ref# 8475.42)	5
19-12019	4 mm, 25° Для Richard Wolf (8885.433, 8880.433)	5
19-12010	4 mm, 30° Для Karl Storz, Linvatec Medtronic ENT SharpSite Ac	5
19-12012	4 mm, 30° Для Storz, Medtronic ENT SharpSite	5
19-12014	4 mm, 30° Для Smith-Nephew ENT	5
19-12031	4 mm, 30° Для Olympus (ref# A7595A)	5
19-12013	4 mm, 45° Для Karl Storz (ref# 7210FA)	5
19-12015	4 mm, 45° Для Medtronic ENT SharpSite Ac	5
19-12020	4 mm, 70° Для Karl Storz, Linvatec Medtronic ENT SharpSite Ac	5
19-12030	Набор трубок Endo-Scrub 2	5

Внимание: Все 0° насадки упаковываются с трубками. Трубки можно заказать отдельно, если 0° тубусы не будут использоваться

За дополнительной информацией обращайтесь в Medtronic ENT 800-874-5797 или 904-296-9600.

Вы так же можете проконсультироваться на нашем веб-сайте www.MedtronicENT.com.



Medtronic
Alleviating Pain · Restoring Health · Extending Life