



МИКРОПИЛЫ MIDAS REX®

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



- РЕЦИПРОКНЫЕ
- САГИТАЛЬНЫЕ
- ОСЦИЛЛИРУЮЩИЕ

Микропилы Midas Rex®

Надежность и эффективность, которым доверяешь

Новые микропилы Midas Rex® обеспечивают максимальную эффективность с минимальным уровнем вибрации. Электрические микропилы обеспечивают необходимую для остеотомии мощность, при высоких показателях точности и контроля. В разработке микропил участвовали 28 хирургов семи различных специальностей. Микропилы могут использоваться при проведении нейрохирургических, краниофациальных, спинальных и ортопедических операций.



Интегрированная ирригация пилы

- Регулируемая насадка позволяет точно управлять струей жидкости
- После закрепления на рукоятке пилы, насадка остается неподвижной
- Управление ирригацией из стерильной зоны - IntelliFlow™
- Освобождается рука, которой можно держать ретрактор или аспиратор



Инновационные, прецизионные лезвия

- Толщина многих лезвий составляет только 0,3 мм (0,010"), на 1/3 тоньше других представленных на рынке лезвий, что позволяет делать разрезы минимальной ширины
- Дизайн лезвий предотвращает их преждевременный износ и поломку
- При изготовлении зубцы не штампуются, а затачиваются лазером
- Небольшой рычаг для крепления лезвия в насадке для осциллирующей пилы
- Цветная упаковка, соответствующая цвету полосок на лезвиях (красный, желтый, синий)



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Микропилы Midas Rex® - рельефная поверхность для максимального контроля



Интегрированная консоль питания IPC®

Простота в применении

- Питание от системы IPC®, которой пользуются хирурги во всем мире
- Цветная кодировка на ручках, лезвиях и коннекторах упрощает сборку
- Три ручки с ручным и ножным управлением

Различные рукоятки

С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

● ES110 Осцилляторная пила



● ES210 Реципрокная пила



● ES310 Сагиттальная пила



С ПЕДАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



● ES100 Осцилляторная пила




● ES200 Реципрокная пила



● ES300 Сагиттальная пила

ЛЕЗВИЯ БОЛЬШЕ НЕ ВЫПАДАЮТ

Фиксаторы на осциллирующих лезвиях предотвращают их выпадение при работе под нагрузкой




Medtronic


Информация для заказа лезвий

САГИТТАЛЬНЫЕ


ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
120S97-03F	0.3 мм (0.010")	9.7 мм	12.0 мм	Ровные
120S97-04F	0.4 мм (0.015")	9.7 мм	12.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
270S97-04F-ARC	0.4 мм (0.015")	9.7 мм	27.0 мм	Ровные
270S97-06F-ARC	0.6 мм (0.025")	9.7 мм	27.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
270S97-04F	0.4 мм (0.015")	9.7 мм	27.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
270S97-04	0.4 мм (0.015")	9.7 мм	27.0 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
200S70-03F	0.3 мм (0.010")	7.0 мм	20.0 мм	Ровные
200S70-04F	0.4 мм (0.015")	7.0 мм	20.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
280S43-04F	0.4 мм (0.015")	4.3 мм	28.0 мм	Ровные
200S70-04F	0.6 мм (0.025")	4.3 мм	28.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
150S40-03F	0.3 мм (0.010")	4.0 мм	15.0 мм	Ровные
150S40-04F	0.4 мм (0.015")	4.0 мм	15.0 мм	Ровные

САГИТТАЛЬНЫЕ


ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
290S70-04F	0.4 мм (0.015")	7.0 мм	29.0 мм	Ровные
290S70-06F	0.6 мм (0.025")	7.0 мм	29.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
180S102-03F	0.3 мм (0.010")	10.2 мм	18.0 мм	Ровные
180S102-04F	0.4 мм (0.015")	10.2 мм	18.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
130SB68-04F	0.4 мм (0.015")	6.8 мм	13.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
110S58-03-ARC	0.3 мм (0.010")	5.8 мм	11.0 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
200S58-03-ARC	0.3 мм (0.010")	5.8 мм	20.0 мм	Рельеф
200S58-04-ARC	0.4 мм (0.015")	5.8 мм	20.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
110S58-03	0.3 мм (0.010")	5.8 мм	11.0 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
280S185-04	0.4 мм (0.015")	18.5 мм	28.0 мм	Рельеф

САГИТТАЛЬНЫЕ


ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
300S70-04	0.4 мм (0.015")	7.0 мм	30.0 мм	Рельеф
300S70-06	0.6 мм (0.025")	7.0 мм	30.0 мм	Рельеф





Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
250S127-04	0.4 мм (0.015")	12.7 мм	25.0 мм	Рельеф





Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
180S102-03	0.3 мм (0.010")	10.2 мм	18.0 мм	Рельеф
180S102-04	0.4 мм (0.015")	10.2 мм	18.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
80SB150-04F	0.4 мм (0.015")	15.0 мм	8.0 мм	Ровные



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
160SB68-04F-BAY	0.4 мм (0.015")	6.8 мм	16.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
110SB95-06F-BAY	0.6 мм (0.025")	4.5 мм	15.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
115S55-04F	0.4 мм (0.015")	5.0 мм	31.0 мм	Ровные
115S55-05F	0.5 мм (0.020")	5.0 мм	32.0 мм	Ровные

САГИТТАЛЬНЫЕ


ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
115S90-04F	0.4 мм (0.015")	5.5 мм	11.5 мм	Ровные
115S90-05F	0.5 мм (0.020")	5.5 мм	11.5 мм	Ровные





Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
120S55-04F	0.4 мм (0.015")	5.5 мм	12.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
150S45-04F	0.4 мм (0.015")	5.5 мм	18.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
150S70-04F	0.4 мм (0.015")	5.5 мм	18.0 мм	Ровные
150S70-05F	0.5 мм (0.020")	5.5 мм	18.0 мм	Ровные



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
160SB90-06F-BAY	0.6 мм (0.025")	5.5 мм	18.0 мм	Ровные



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
170S70-04F	0.4 мм (0.015")	5.5 мм	18.5 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
170S70-06	0.6 мм (0.025")	5.5 мм	25.0 мм	Рельеф


Информация для заказа лезвий

САГИТТАЛЬНЫЕ


ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
180S55-04F	0.4 мм (0.015")	5.5 мм	25.0 мм	Ровные
180S55-05F	0.5 мм (0.020")	7.0 мм	15.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
180S55-04	0.4 мм (0.015")	5.5 мм	25.0 мм	Рельеф
180S55-05	0.5 мм (0.020")	7.0 мм	32.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
185S165-04F	0.4 мм (0.015")	7.0 мм	15.0 мм	Ровные
185S165-05F	0.5 мм (0.020")	7.0 мм	17.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
185S55-04F	0.4 мм (0.015")	7.0 мм	17.0 мм	Ровные



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
185S65-04F-ARC	0.4 мм (0.015")	7.0 мм	18.5 мм	Ровные
185S65-05F-ARC	0.5 мм (0.020")	7.0 мм	29.5 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
185S70-05F	0.5 мм (0.020")	9.0 мм	11.5 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
185S90-04	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	11.5 мм	Рельеф

САГИТТАЛЬНЫЕ


ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
185S90-04F	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	18.5 мм	Ровные
185S90-05F	0.5 мм (0.020")	9.0 мм	18.5 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
185SB110-04-BAY	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	25.0 мм	Ровные





Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
200S65-04F-ARC	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	25.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
200S65-06-ARC	0.6 мм (0.025")	9.0 мм	25.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
200S95-04F	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	25.0 мм	Ровные



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
210SB90-06F-BAY	0.6 мм (0.025")	9.0 мм	31.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
250S55-04F	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	31.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
250S55-04	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	31.0 мм	Рельеф
250S55-05	0.5 мм (0.020")	9.0 мм	31.0 мм	Рельеф

САГИТТАЛЬНЫЕ


ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
250S90-04F	0.4 мм (0.015")	9.5 мм	18.5 мм	Ровные
250S90-05F	0.5 мм (0.020")	9.5 мм	31.5 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
250S90-04	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	35.0 мм	Рельеф
250S90-05	0.5 мм (0.020")	9.5 мм	20.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
295S70-05F	0.5 мм (0.020")	9.5 мм	33.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
310S50-06	0.6 мм (0.025")	12.0 мм	34.5 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
310S90-04F	0.4 мм (0.015")	16.5 мм	18.5 мм	Ровные
310S90-05F	0.5 мм (0.020")	16.5 мм	34.5 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
310S90-04	0.4 мм (0.015")	13.0 мм	34.5 мм	Рельеф
310S90-05	0.5 мм (0.020")	16.5 мм	18.5 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
315S95-04F	0.4 мм (0.015")	17.0 мм	34.5 мм	Ровные

САГИТТАЛЬНЫЕ


ОСЦИЛЛЯТОРНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
320S50-04	0.4 мм (0.015")	9.0 мм	16.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
320S55-06	0.6 мм (0.025")	9.0 мм	21.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
330S95-04F	0.4 мм (0.015")	9.5 мм	11.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
345S120-05	0.5 мм (0.020")	6.5 мм	18.5 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
345S130-05F	0.5 мм (0.020")	6.5 мм	20.0 мм	Ровные



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
345S165-05F	0.5 мм (0.020")	6.5 мм	20.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
345S170-05	0.5 мм (0.020")	22.5 мм	41.2 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Глубина разреза	Зубцы
350S90-06	0.6 мм (0.025")	22.5 мм	41.2 мм	Рельеф

Информация для заказа лезвий

РЕЦИПРОКНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
R250-03	0.3 мм (0.010")	25.0 мм	Рельеф
R250-04	0.4 мм (0.015")	25.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
R340-04F	0.4 мм (0.015")	34.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
R340-06F	0.6 мм (0.025")	34.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
R340-04F-PT	0.4 мм (0.015")	34.0 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
R254-03	0.3 мм (0.010")	25.4 мм	Рельеф
R254-04	0.4 мм (0.015")	25.4 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
R254-03F	0.3 мм (0.010")	25.4 мм	Рельеф
R254-04F	0.4 мм (0.015")	25.4 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
R390-04	0.4 мм (0.015")	39.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
R390-06	0.6 мм (0.025")	39.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
333R150-05	0.5 мм (0.020")	15.0 мм	Рельеф


РЕЦИПРОКНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
333R150-06	0.6 мм (0.025")	15.0 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
411R231-06	0.6 мм (0.025")	23.1 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
422R231-05	0.5 мм (0.020")	23.1 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
452R277-06	0.6 мм (0.025")	27.7 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
455R150-05	0.5 мм (0.020")	15.0 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
455R277-05	0.5 мм (0.020")	27.7 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
460R277-06	0.6 мм (0.025")	27.7 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
460R277-06	0.6 мм (0.025")	27.7 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
523R345-05	0.5 мм (0.020")	34.5 мм	Рельеф
523R345-06	0.6 мм (0.025")	34.5 мм	Рельеф


РЕЦИПРОКНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
528R163-05F	0.5 мм (0.020")	16.3 мм	Ровные
528R163-06F	0.6 мм (0.025")	16.3 мм	Ровные




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
528R231-05	0.5 мм (0.020")	23.1 мм	Рельеф
528R231-06	0.6 мм (0.025")	23.1 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
528R231-05-DP	0.5 мм (0.020")	23.1 мм	Рельеф
528R231-06-DP	0.6 мм (0.025")	23.1 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
528R69-05-TB	0.5 мм (0.020")	6.9 мм	Рельеф
528R69-06-TB	0.6 мм (0.025")	6.9 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
549R231-05	0.5 мм (0.020")	23.1 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
561R345-05-BAY	0.5 мм (0.020")	34.5 мм	Рельеф
561R345-06-BAY	0.6 мм (0.025")	34.5 мм	Рельеф



Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
582R277-05	0.5 мм (0.020")	27.7 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
594R277-05	0.5 мм (0.020")	27.7 мм	Рельеф
594R277-06	0.6 мм (0.025")	27.7 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
625R163-05F	0.5 мм (0.020")	16.3 мм	Ровные


РЕЦИПРОКНЫЕ




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
625R231-05	0.5 мм (0.020")	23.1 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
625R345-05-BAY	0.5 мм (0.020")	34.5 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
625R69-05-TB	0.5 мм (0.020")	6.9 мм	Рельеф




Каталожный номер	Толщина	Реж.плоскость	Зубцы
650R345-05	0.5 мм (0.020")	34.5 мм	Рельеф




Каталожный номер	Ширина	Описание
RASP-ST-1	5.6 мм	Ровные



Каталожный номер	Ширина	Описание
RASP-CC-1	5.6 мм	Рельеф



Каталожный номер	Ширина	Описание
RASP-ST-2	11.2 мм	Ровные



Каталожный номер	Ширина	Описание
RASP-CC-2	11.2 мм	Рельеф

Midas Rex® 50 лет успеха

С 1962 года компания Medtronic Midas Rex занимается разработкой высокоэффективных пневматических и электрических моторов, которые используются при проведении нейрохирургических, краниальных, ортопедических, спинальных, максиллофациальных операций и ENT. Мы сочетаем достижения дизайна и опыт производства с бесценным вкладом хирургов и создаем инновационные продукты, которые приносят пользу врачам и пациентам. Кроме того, на базе Института Midas Rex, Fort Worth, Texas, мы обеспечиваем интерактивное обучение новым техникам и ознакомление с новейшими продуктами. Дополнительная информация по адресу www.e-institute.com

Информация для заказа

Кат.номер продукта	Описание
ES100	Осцилляторная пила, с ножным управлением
ES200	Реципрокная пила, с ножным управлением
ES300	Сагиттальная пила, с ножным управлением
ES110	Осцилляторная пила, с ручным управлением
ES210	Реципрокная пила, с ручным управлением
ES310	Сагиттальная пила, с ручным управлением

Кат.номер продукта	Описание
IRD410	Ирригационные трубки для пил с ножным управлением
IRD420	Ирригационные трубки для пил с ручным управлением
EA130	Контейнер для хранения для 3 пил
EA120	Контейнер для хранения для 1 пилы
EK001	IPC консоль
EK011	IPC консоль в комплекте со стойкой

Для получения дополнительных сведений свяжитесь с нами по адресу navigation-russia@medtronic.com. Также вы можете посетить наш сайт www.medtronicnavigation.ru.

Medtronic Neurologic Technologies
4620 North Beach Street
Fort Worth, TX 76137
USA
www.medtronic.com

Для заказа:
Тел.: 8(495)580-73-77
Факс: 8(495)580-73-78

Авторизованный представитель
в России: ООО Медтроник
123317, Москва, Пресненская наб, 10,
Россия

Ремонт:
Тел.: 8(495)580-73-77
Факс: 8(495)580-73-78

Международные телефонные номера
Страны Адриатики 385-1-488-1120
Австралия 1-800-668-670
Страны Балтики 37-1-67560226
Бельгия 32-2456-09-09
Канада 1-800-217-1617
Китай 86-21-50800998
Чехия 420-2-9657-9580
Франция 33-155-381-700 Германия 49-
2159-8149-209 Греция 30-210-67-79-099
Гон-Гонг 852-2919-1312
Венгрия 36-30-5052987
Индия 91-22-26836733
Израиль 972-9-972-4400

Италия 39-02-24137-324
Япония 81-3-6430-2017
Корея 82-2-3404-3600
Ливан 961-1-370-670
Люксембург 32-2456-09-09
Нидерланды 31-45-566-8800
Польша 48-22-465-6900
Португалия 351-21-724-51-28
Россия 7-495-580-73-77
ЮАР 27-11-466-1820
Испания 34-91-625-05-40
Тайвань 886-2-2183-6000
Великобритания 44-1923-205-168
США 1-817-788-6400