




Спинальный шейвер Midas Rex®

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПУЛЬПОЗНОГО ЯДРА



Автоматизированное удаление ткани

Спинальный шейвер Midas Rex®

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПУЛЬПОЗНОГО ЯДРА

Автоматизированная нуклеотомия


Наконец, появилась достойная альтернатива техникам с применением нескольких инструментов: автоматизированное удаление ткани при помощи спинального шейвера Midas Rex®.

Благодаря запатентованной технологии спинальный шейвер Midas Rex® обладает достаточной мощностью, производительностью, а также маневренностью для проведения малоинвазивных и открытых операций на позвоночнике. Возможность использования нескольких лезвий обеспечивает гибкость при проведении процедуры.



Основные характеристики

- Автоматизированное удаление позволяет сократить размер доступа в зоне хирургического вмешательства
- Аспирационное лезвие совершает осцилляторные колебания с частотой 5 000 циклов в минуту для быстрого удаления ткани
- Тонкое изогнутое лезвие требует меньше пространства в зоне хирургического вмешательства
- Использование нескольких лезвий обеспечивает гибкость при проведении процедуры
- Необходим наконечник SC1 и консоль IPC™



Straight Blade



25° Angled Blade

ООО "Медтроник"

123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
www.medtronicnavigation.ru

Международные телефонные номера

Адриатика 385-1-488-1120
Австралия 1800-668-670
Страны Балтии 37-1-67560226
Бельгия 32-2456-09-09
Канада 1800-217-1617
Китай 86-21-50800998
Чехия 420-2-9657-9580
Франция 33-470-679-800
Германия 49-2159-8149-209
Греция 30-210-67-79-099
Гонг Конг 852-2919-1312
Венгрия 36-30-5052987
Индия 91-22-26836733
Израиль 972-9-972-4400
Италия 39-02-24137-324
Япония 81-3-6430-2017
Корея 82-2-3404-3600
Ливан 961-1-370-670
Люксембург 32-2456-09-09
Нидерланды 31-45-566-8800
Польша 48-22-465-6942
Сингапур 65-6776-6255
ЮАР 27-11-466-1820
Испания 34-91-625-05-40
Тайвань 886-2-2183-6000
Великобритания 44-1923-205-166
США 1-904-296-9600

Компоненты системы

- | | |
|---------|---|
| ED100 | Рукоятка спинального шейвера |
| EC300 | Универсальная консоль питания IPC |
| EF200 | Педаль |
| EDT200 | Контейнер для хранения шейвера |
| 40RAD40 | Инструмент для изгиба лезвий шейвера диаметром 4.0 мм |
| 45RAD45 | Инструмент для изгиба лезвий шейвера диаметром 4.5 мм |

Наборы лезвий

(включают одно прямое и одно изогнутое 25°)

- | | |
|---------|----------------------|
| 40R2000 | Набор 4.0 мм x 20 см |
| 40R2500 | Набор 4.0 мм x 25 см |
| 45R2000 | Набор 4.5 мм x 20 см |
| 45R2500 | Набор 4.5 мм x 25 см |

Отдельные лезвия

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| 40A2000 | Изогнутое лезвие 25°, 4.0 мм x 20 см |
| 40S2000 | Прямое лезвие, 4.0 мм x 20 см |
| 40A2500 | Изогнутое лезвие 25°, 4.0 мм x 25 см |
| 40S2500 | Прямое лезвие, 4.0 мм x 25 см |
| 45A2000 | Изогнутое лезвие 25°, 4.5 мм x 20 см |
| 45S2000 | Прямое лезвие, 4.5 мм x 20 см |
| 45A2500 | Изогнутое лезвие 25°, 4.5 мм x 25 см |
| 45S2500 | Прямое лезвие, 4.5 мм x 25 см |



Medtronic