



ХИРУРГИЧЕСКИЙ МОТОР MIDAS REX® LEGEND EHS STYLUS® И СИСТЕМА IPC®

Трансназальные боры для хирургии основания черепа с максимальным углом обзора

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИРРИГАЦИИ



*Maximum
Visualization*



Интегрированная система ирригации

Трансназальные боры для обработки основания черепа

для максимального угла обзора

Трансназальные боры для обработки основания черепа компании «Медтроник» - последнее слово в сфере трансназального эндоскопического доступа. Разработанные для мотора Midas Rex® Legend EHS Stylus® и системы IPC®, эти уникальные боры увеличивают угол обзора и помогают защитить жизненно важные анатомические элементы от вращающегося стержня бора.

Мы предлагаем самые совершенные инструменты для трансназальной эндоскопической хирургии, соединяя инновационные технологии «Медтроник» и ваши ценные клинические наблюдения.

Инновационные характеристики

- Полностью закрытый стержень бора помогает защитить окружающие ткани от вращающегося стержня
- 15-градусный изгиб дистальной части увеличивает угол обзора при использовании эндоскопа
- Длина – 13 см, включая тонкий зажим и длинную трубку для хирургии головы и шеи
- Полностью интегрированная система ирригации помогает охладить костную ткань и трубку бора

Удобство использования в операционной

- Автоматическая блокировка (просто вставьте и поверните бор)
- Маркировка продукта удобна для идентификации

Для получения дополнительной информации, свяжитесь с торговым представителем «Medtronic NT» или посетите наш сайт в Интернете www.medtronicnavigation.ru.

ООО «Медтроник»
123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7(495)580-73-77
Факс: +7(495)580-73-78



Информация для заказа

| | | |
|---------|---|-------|
| TN45RCD | Бор куполовидной формы с грубым алмазным напылением, 4,5 мм | 1 ед. |
| TN40RCD | Бор куполовидной формы с грубым алмазным напылением, 4,0 мм | 1 ед. |
| TN30RCD | Бор куполовидной формы с грубым алмазным напылением, 3,0 мм | 1 ед. |
| TN40RFL | Бор куполовидной формы, 4,0 мм | 1 ед. |
| TN30RFL | Бор куполовидной формы, 3,0 мм | 1 ед. |
| TN30MFL | Бор в форме спичечной головки, 3,0 мм | 1 ед. |
| TN30MCD | Бор в форме спичечной головки, алмазный, 3,0 мм | 1 ед. |
| IRD350 | Ирригационные трубки | 5 ед. |

По федеральному законодательству США, продажа данного устройства может осуществляться исключительно врачам либо по предписанию врача. Патентная заявка находится на рассмотрении
© 2010, Medtronic, Inc. Все права защищены. Midas Rex®, Legend EHS Stylus® и IPC® являются зарегистрированными торговыми марками Medtronic, Inc.
LIT350035EN.R2 01.11