

Biosyn™ Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, GLYCOMER™ 631





Описание:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира GLYCOMER™ 631, состоящего из гликолида (60%), диоксанона (14%) и триметилен карбоната (26%).
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул GLYCOMER™ 631 обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами:
Показания:	<ul style="list-style-type: none">- превосходную начальную прочность- превосходную прочность in vivo в течение всего критического периода поддержания раны- прекрасную прочность узла- минимальную память
Действие:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Не рекомендуется применение в сердечно-сосудистой и нейрохирургии.
Прочность:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Biosyn™ происходит путем гидролиза. Шовный материал распадается на гликолиевую кислоту, диаксаноновую кислоту, пропандиол и двуокись углерода, которые в последствии рассасываются и метаболизируются в организме.
Рассасывание:	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Biosyn™ определили, что примерно 75% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 2 недели и около 40% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала. Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 90 и 110 днем.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Шовный материал Biosyn™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в фиолетовый цвет. Возможные варианты размером от 1 (метрический размер 4) до 6-0 (метрический размер 0.7). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.






Biosyn™ Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, GLYCOMER™ 631





Без игл / Non Needed							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
Лигатуры	2-0	3	6x45	Фиолетовый	24	M-33	
	0	3.5	3x45	Фиолетовый	36	M-74	
	1	4	3x45	Фиолетовый	36	M-75	








Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-3625
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-3626
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5688
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5687
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5690
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5624
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5627
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5637
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5628
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5638
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	24	SURGALLOY™	SM-5679
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SM-5678
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SM-5679-G

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 11 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	24	CM-400	

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SM-690	
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SM-691	
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SM-691-G	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-822	
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-693	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SM-823	
1/2 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SM-633	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SM-632	
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-879	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-816	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CM-544	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CM-817	
1/2 КРУГА 37 мм Н 	1	4	75	Фиолетовый	36	CM-528	
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36	CM-222	
ПРЯМАЯ 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SM-644	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-643	

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа	
3/8 КРУГА 13 мм 	5-0	1	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	CM-126	
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SM-432	
1/2 КРУГА 12 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SM-431	
	6-0	0.7	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UM-886	
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-986	
	5-0	1	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-875	
	6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-201	
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UM-213	
	5-0	1	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-202	
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UM-214	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-203	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UM-215	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-204	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-403	
1/2 КРУГА 17 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	CM-208	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-181	
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GM-181-M	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-324	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-183	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-281	
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-291	
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-282	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-421	
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-432	
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-332	

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GM-321
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-121
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GM-322
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-122
	3-0	2	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GM-67-M
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		GM-323
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-123
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-125
1/2 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CM-882
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CM-830
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-883
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-831
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CM-884
	1	4	75	Фиолетовый	36		CM-832
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GM-222
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-223
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-326
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		GM-327
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CM-810
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CM-953
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CM-923
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-844
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CM-812
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CM-954
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-924
	1	4	75	Неокрашенный	36		CM-845
	1	4	75	Фиолетовый	36		CM-813
1/2 КРУГА 37 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36		CM-925
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-914
1/2 КРУГА 40 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36		CM-966


Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 40 мм 	1	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см	CM-767-L
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-904
	1	4	90	Фиолетовый	36		CM-905
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	0	3.5	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см	CM-790-L
	1	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см	CM-776-L
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	1	4	240	Фиолетовый	12	Нить 240 см, петля 120 см	CM-780-L
5/8 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		UM-979
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		UM-879
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UM-978
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		UM-878
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		UM-977
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		UM-877
5/8 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UM-345
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		UM-245
5/8 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		UM-243

Biosyn™ Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, GLYCOMER™ 631

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 КРУГА 13 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DERMAX™ XM-834
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	DERMAX™ XM-845
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DERMAX™ XM-822
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	DERMAX™ XM-823

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	1	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см CM-740-L